




# МК - 024

Одноостный коленный модуль с торможением  
в фазе опоры; оснащен замком  
(совмещает 2 функции)



## Назначение МК-024

Для первичного протезирования и  
пользователей с низкой активностью.  
Включает в себя активную и пассивную  
работу коленного механизма.

Позволяет безопасно передвигаться  
пользователю на различных поверхностях.

Автоматическая тормозная система  
обеспечивает надежную фиксацию  
в фазе опоры.

Для малоактивных пользователей и других  
применений; может использоваться замок  
управляемый тросиком.

## Преимущества МК-024

- максимальный угол сгибаия  $145^{\circ}$   
(больше свободы в движениях и удобство  
в быту)
- компактность
- легкий вес 500 гр
- простота в установке
- возможность самостоятельного изменения  
функционала использования коленного  
модуля
- возможность использования в 2-х  
положениях:
  - функция обычной ходьбы  
(сгибание| разгибание)
  - функция ходьбы на прямой ноге (преимущества  
для первичных малоустойчивых пациентов)

633011, Россия  
Новосибирская область  
г. Бердск, ул. Морская, 3  
Коммерческий отдел:  
+7 (38341) 2-34-40